

KERN OZB-A4206

Obiettivo supplementare 2x

KERN

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo supplementare

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	2x
-------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×25 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,60 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761170636
Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita