

KERN OZB-A45 15UK

KERN

Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe



Versandgewicht 3,8 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IF

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	120×370×250 mm
Schwanenhals-Länge	300 mm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	6W
Farbtemperatur	5600-6300 K

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×250 mm
Nettogewicht	1,74867 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg