

# KERN OZB-A45 15UK

**KERN**

Iluminación de doble cuello de cisne para una iluminación óptima su muestra



Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	3,8 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Iluminación de microscopio
Familia de productos	OZB-IF

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	120×370×250 mm
Cuello de cisne longitud	300 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensidad de iluminación	6 W
Temperatura del color	5600-6300 K

## Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	300×250×250 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,8 kg