

KERN OZB-A45 15UK

KERN

Double col-de-cygne lumineux pour un éclairage optimal de votre échantillon



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IF

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	120×370×250 mm
Col-de-cygne longueur	300 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	6 W
Température de couleur	5600-6300 K

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	3,8 kg