

KERN OZB-A45 16

KERN

Iluminación de doble cuello de cisne para una iluminación óptima su muestra



Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envío	4 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Iluminación de microscopio
Familia de productos	OZB-IF

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	100×200×150 mm
Cuello de cisne longitud	540 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensidad de iluminación	20 W
Temperatura del color	6400 K
Iluminación regulable	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	AUS UK US CH

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	300×250×250 mm