

# KERN OZB-A453 1

Zwanenhalsverlichting, 490 mm

**KERN**



## Categorie

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Merk             | Optics                |
| Productcategorie | Optische Instrument   |
| Productgroep     | Microscoopverlichting |

## Ontwerp

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Zwanenhals lengte | 490 mm  |
| Beleuchtungsart   | Halogen |

## Milieuomstandigheden

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden                   | 1 d           |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 280×185×50 mm |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Nettogewicht ca.              | 0,70 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 1,00 kg       |
| Verzendgewicht                | 1 kg          |

## Pictogrammen

### STANDARD

