

KERN OZB-A4571

KERN

Professionele verlichtingsunits voor een uitstekende, gelijkmatige en krachtige verlichting



Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761218420
Goederencode	94054239
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Microscopverlichting
Productfamilie	OZB-IR

Ontwerp

Ringverlichting diameter	6,1 cm
Beleuchtungsart	LED
Verlichtingssterkte	4W
Kleurtemperatuur	7000-11000 K
Verlichting dimbaar	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×200×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst