

KERN OZB-A4572

KERN

Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung



Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IR

Bauform

Ringbeleuchtung Durchmesser	6 cm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	4W
Farbtemperatur	6500-7000 K
Beleuchtung dimmbar	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für	UK
Länder - Optional	US
	CH

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×200×50 mm