


KERN OZB-A4603

KERN

Portaoggetti per microscopi per gioielli lamiera di rame



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Clip per oggetti

Design

Materiale	metallo
-----------	---------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	130×45×15 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,3 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY