


# KERN OZB-A4605

**KERN**

Mechanischer Objektisch Abmessungen B×T 180×155 mm, Weg: 100x86 mm, (Auflicht) + (Durchlicht)



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskoptisch

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×240×100 mm
Nettogewicht	1,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

## Piktogramme

STANDARD

