

# KERN OZB-A4804

**KERN**

Halogen-Ersatzbirne 12 V/ 10 W (Durchlicht) + (Auflicht)



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	70×25×25 mm
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761170995
Warennummer (Zolltarifnummer)	85392198
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

STANDARD

