

# KERN OZB-A4806

**KERN**

Ständereinsatz schwarz-weiß /Ø 95 mm



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Ständereinsatz

## Bauform

Durchmesser	95 mm
Material	Kunststoff

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,3 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761171015
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

STANDARD

