

KERN OZB-A4809

C-Mount-Kamera-Adapter 1x

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkameraadapter

Bauform

C-Mount Vergrößerung	1x
C-Mount fokussierbar	✓
Unterstützte Kameratypen	Mikroskop-Cam

Kamera

Kamera-Adapter Art	C-Mount
--------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×50×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761171046
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration