

# KERN OZB-A48 10

C-Mount-Kamera-Adapter 0,3x

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkameraadapter

### Bauform

C-Mount Vergrößerung	0,3x
C-Mount fokussierbar	✓
Unterstützte Kameratypen	Mikroskop-Cam

### Kamera

Kamera-Adapter Art	C-Mount
--------------------	---------

### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×50×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

### Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761171053
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration