

# KERN OZB-A48 13

Ständereinsatz Milchglas /74,5 mm

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | Ständereinsatz       |

## Bauform

|             |           |
|-------------|-----------|
| Durchmesser | 74,5 mm   |
| Material    | Milchglas |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 100×100×10 mm |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,10 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 0,30 kg       |
| Versandgewicht                 | 0,3 kg        |

## Produktinformationen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| GTIN/EAN-Nummer               | 4045761176867                                  |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90119000                                       |
| REACH-Einstufung              | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |