

KERN OZB-A4863

KERN

Adattatore per oculare per fotocamere per microscopi



Classificazione REACH

nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



Data di creazione: 22.06.2026

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Adattatore fotocamera per microscopio

Design

C-Mount ingrandimento	1x
C-Mount regolabile	✓
Tipo di telecamera supportati	Fotocamere con oculari

Fotocamera

Tipo di adattatore per fotocamera	Adattatore per oculare
-----------------------------------	------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×50×50 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761232518
Numero merceologico	90119000