

# KERN OZB-A4863

**KERN**

Oculairadapter voor microscoopcamera's



## Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 22.06.2026

### Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop camera-adapter

### Ontwerp

C-Mount vergroting	1x
C-Mount focusseerbaar	✓
Ondersteunde cameratypes	Oculaircameras

### Camera

Type camera-adapter	Oculairadapter
---------------------	----------------

### Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

### Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×50×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

### Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761232518
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen