

# KERN OZB-A5201

**KERN**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► PREMIE-Universiele standaards



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscopstandaard
Productfamilie	OZB-UP

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	254x614x515 mm
--------------------	----------------

## Stereomicroscopstandaard

Type statief	universeel (telescooparm met plaat)
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	37 mm
Diameter bevestiging microscopkop (Ø)	76 mm
Armlengte	614 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	680x330x260 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	19,1 kg