

KERN OZB-A5201

KERN

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ►PRÊMIO-Colunas de suporte universais



Peso de envio 19,1 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761169579
Número de mercadoria	90119000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UP

Desenho

Dimensões (L×P×A)	254×614×515 mm
-------------------	----------------

Suporte para microscópio estéreo

Tipo de suporte	universal (braço telescópico com placa)
Altura da coluna	515 mm
Diâmetro montagem suporte universal (Ø)	37 mm
Diâmetro montagem cabeça de microscópio (Ø)	76 mm
Comprimento do braço	614 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	680×330×260 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	18 kg
Peso bruto aprox.	20 kg