

KERN OZB-A5203

KERN

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► PREMIO-Stativi universali



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stativo per stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZB-UP

Design

Dimensioni (L×P×A)	254×545×515 mm
--------------------	----------------

Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	universale (doppio braccio con cuscinetti a sfere, con piastra)
Diametro montaggio stativo universale (Ø)	37 mm
Diametro montaggio testa del microscopio (Ø)	76 mm
Lunghezza del braccio	545 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	680×330×260 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	22 kg
Peso lordo ca.	24 kg
Peso di spedizione	22,5 kg