

KERN OZB-A52 12

KERN

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► PREMIE-Universiele standaards



Productinformatie

| | |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer | 404576 1179288 |
| Goederencode | 90119000 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscoop |
| Productgroep | Stereomicroscoopstandaard |
| Productfamilie | OZB-UP |

Ontwerp

| | |
|--------------------|---------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 80×553×515 mm |
|--------------------|---------------|

Stereomicroscoopstandaard

| | |
|---|------------------------------------|
| Type statief | universeel (scharnierarm met klem) |
| Kolomhoogte | 515 mm |
| Diameter bevestiging universeel standaard (Ø) | 37 mm |
| Diameter bevestiging microscoopkop (Ø) | 76 mm |
| Armlengte | 553 mm |

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 680×330×260 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 7 kg |
| Brutogewicht ca. | 8 kg |
| Verzendgewicht | 11,7 kg |