

KERN OZB-A52 12

KERN

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► PREMIE-Universiele standaards

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UP

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	80×553×515 mm
--------------------	---------------

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	universeel (scharnierarm met klem)
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	37 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm
Armlengte	553 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	680×330×260 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	11,7 kg