

# KERN OZB-A52 13

# KERN

Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ► PRIME-Supports universels

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Support pour microscope stéréo
Famille de produits	OZB-UP

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	80×545×515 mm
--------------------	---------------

## Support pour microscope stéréo

Type de support	universel (double bras à roulement à billes avec pince)
Diamètre fixation support universel (Ø)	37 mm
Diamètre fixation tête de microscope (Ø)	76 mm
Longueur du bras	545 mm

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	680×330×260 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	9 kg
Poids brut env.	11 kg
Poids d'expédition	11,7 kg