

KERN OZB-A52 13

KERN

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ►PRÊMIO-Colunas de suporte universais

Peso de envio 11,7 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UP

Desenho

Dimensões (L×P×A)	80×545×515 mm
-------------------	---------------

Suporte para microscópio estéreo

Tipo de suporte	universal (braço duplo com rolamentos com grampo)
Diâmetro montagem suporte universal (Ø)	37 mm
Diâmetro montagem cabeça de microscópio (Ø)	76 mm
Comprimento do braço	545 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	680×330×260 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	11 kg