

KERN OZB-A5221

KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ►PREMIUM-Universalständer

| | |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht ca. | 10 kg |
| Versandgewicht | 11,7 kg |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|-------------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Mikroskop |
| Produktgruppe | Stereomikroskop-Ständer |
| Produktfamilie | OZB-UP |

Bauform

| | |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 150×614×515 mm |
|---------------------|----------------|

Stereomikroskop-Ständer

| | |
|--|---------------------------------------|
| Ständer-Bauweise | Universal (Teleskoparm mit Schrauben) |
| Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø) | 37 mm |
| Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø) | 76 mm |
| Armlänge | 614 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 680×330×260 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 8 kg |