

KERN OZB-A5221

KERN

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► PREMIE-Universiele standaards

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UP

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	150×614×515 mm
--------------------	----------------

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	universeel (telescooparm met schroeven)
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	37 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm
Armlengte	614 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	680×330×260 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	11,7 kg