

# KERN OZB-A5222


# KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ►PREMIUM-Universalständer

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht ca. | 10 kg   |
| Versandgewicht    | 11,7 kg |

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Marke            | Optics                  |
| Produktkategorie | Mikroskop               |
| Produktgruppe    | Stereomikroskop-Ständer |
| Produktfamilie   | OZB-UP                  |

## Bauform

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 150×553×515 mm |
|---------------------|----------------|

## Stereomikroskop-Ständer

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Ständer-Bauweise                             | Universal (Gelenkarm mit Schrauben) |
| Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø) | 37 mm                               |
| Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø)    | 76 mm                               |
| Armlänge                                     | 553 mm                              |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 680×330×260 mm |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 9 kg           |