

KERN OZB-A5222

KERN

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ►PRÊMIO-Colunas de suporte universais


Dimensões da embalagem (L×P×A)	680×330×260 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	11,7 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761217928
Número de mercadoria	90119000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UP

Desenho

Dimensões (L×P×A)	150×553×515 mm
-------------------	----------------

Suporte para microscópio estéreo

Tipo de suporte	universal (braço articulado com parafusos)
Altura da coluna	470 mm
Diâmetro montagem suporte universal (Ø)	37 mm
Diâmetro montagem cabeça de microscópio (Ø)	76 mm
Comprimento do braço	755 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----