

# KERN OZB-A5223

# KERN

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► PREMIE-Universale standaards

Verzendgewicht 11,7 kg

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Merk             | Optics                   |
| Productcategorie | Microscop                |
| Productgroep     | Stereomicroscopstandaard |
| Productfamilie   | OZB-UP                   |

## Ontwerp

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 150×545×515 mm |
|--------------------|----------------|

## Stereomicroscopstandaard

|   |  |
|---|--|
| Type statief                                  | universeel<br>(kogelgelagerde dubbele arm met schroeven) |
| Diameter bevestiging universeel standaard (Ø) | 37 mm  |
| Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)        | 76 mm  |
| Armlengte                                     | 545 mm   |

## Milieuomstandigheden

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden                   | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 680×330×260 mm |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 9 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 11 kg          |