

# KERN OZB-A5223

# KERN

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ►PRÊMIO-Colunas de suporte universais



Dimensões da embalagem (L×P×A)	680×330×260 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	11 kg
Peso de envio	11,7 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761217935
Número de mercadoria	90119000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UP

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	150×545×515 mm
-------------------	----------------

## Suporte para microscópio estéreo

Tipo de suporte	universal (braço duplo com rolamentos com parafusos)
Altura da coluna	515 mm
Diâmetro montagem suporte universal (Ø)	37 mm
Diâmetro montagem cabeça de microscópio (Ø)	76 mm
Comprimento do braço	545 mm

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----