

# KERN OZB-A5603

**KERN**

Objectif planachromatique, 1 x



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif pour microscope

## Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

## Objectifs

Objectif magnification	1 x
Qualité des objectifs	Plan achromatique

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	55×55×25 mm
Poids net	0,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

## Pictogrammes

STANDARD

