

# KERN OZB-A5604

**KERN**

Achromatisches Objektiv 1,5x, nur in Verbindung mit OZB-A5603



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

### Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

### Objektiv

Objektiv Vergrößerung	1,5x
Objektivqualität	Achromatisch

### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×25 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg

### Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761169760
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration