

KERN OZB-A56 1 1

Objectif additionnel achromatique 0,37 x

KERN



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif additionnel

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Objectifs

Objectif magnification	0,37 x
Qualité des objectifs	Achromatique
Objectif distance de travail	275 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	55×55×25 mm
Poids net	0,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

Pictogrammes

STANDARD

