

KERN OZB-A56 12

Obiettivo supplementare acromatico 0,5 x

KERN



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo supplementare

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	0,5 x
Qualità delle lenti	Acromatico
Obiettivo distanza di lavoro	195 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×25 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,7 kg

Pittogrammi

STANDARD

