

KERN OZB-A56 13

Achromatisches Vorsatzobjektiv 0,7 x

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Vorsatzobjektiv |

Bauform

| | |
|-------------|---|
| Anti-Fungus | ✓ |
|-------------|---|

Objektiv

| | |
|-------------------------|--------------|
| Objektiv Vergrößerung | 0,7 x |
| Objektivqualität | Achromatisch |
| Objektiv Arbeitsabstand | 145 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 55×55×25 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,70 kg |
| Versandgewicht | 0,7 kg |

Piktogramme

STANDARD

