

# KERN OZB-A56 13

Achromatisch voorzetobjectief 0,7 x

**KERN**



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Voorzetobjectief

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Objektief

Objektief vergroting	0,7 x
Objektiefkwaliteit	Achromatisch
Objektief werkende afstand	145 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

## Pictogrammen

STANDARD

