

KERN OZB-A56 15

Achromatisches Vorsatzobjektiv 1,5x

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Vorsatzobjektiv |

Bauform

| | |
|-------------|---|
| Anti-Fungus | ✓ |
|-------------|---|

Objektiv

| | |
|-------------------------|--------------|
| Objektiv Vergrößerung | 1,5x |
| Objektivqualität | Achromatisch |
| Objektiv Arbeitsabstand | 58 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 55×55×25 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,70 kg |
| Versandgewicht | 0,7 kg |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|--|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761169814 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90119000 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |