

KERN OZB-A56 16

Obiettivo supplementare acromatico 2 x

KERN



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotto | Strumento ottico |
| Gruppo di prodotti | Obiettivo supplementare |

Design

| | |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 55×55×25 mm |
| Peso netto | 0,5 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,50 kg |
| Peso lordo ca. | 0,70 kg |
| Peso di spedizione | 0,7 kg |

Obiettivo

| | |
|------------------------------|------------|
| Qualità delle lenti | Acromatico |
| Obiettivo ingrandimento | 2 x |
| Obiettivo distanza di lavoro | 35 mm |

Pittogrammi

STANDARD

