

KERN OZB-A56 17

KERN

Objectif achromatique, 0,5x / W.D. (183 mm)



Numéro de marchandise

90119000

Classification REACH

pas de substances
interdites

Pictogrammes

STANDARD



Date de création : 03.10.2026

Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif achromatique pour microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Objectifs

Objectif magnification	0,5x
Qualité des objectifs	Achromatique
Objectif distance de travail	183 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	55×55×25 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761504530
-----------------	---------------