

KERN OZB-A56 17

KERN

Obiettivo acromatico, 0,5x / W.D. (183 mm)



Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



Data di creazione: 03.10.2026

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo acromatico per microscopio

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	0,5x
Qualità delle lenti	Acromatico
Obiettivo distanza di lavoro	183 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×25 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,7 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761504530
-----------------	---------------