

KERN OZB-A5620

KERN

Objetiva acromática, 2x / W.D. (50 mm)



Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761504561
Número de mercadoria	90119000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



Data de criação: 03.10.2026

Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Objetiva acromática de microscópio

Desenho

Anti fungus	✓
-------------	---

Objectiva

Objetivo ampliação	2x
Qualidade da objetiva	Acromática
Objetiva distância de trabalho	50 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	55×55×25 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envio	0,7 kg
Peso volumétrico da entrega	0,1 kg