

KERN OZB-A57 10

KERN

C-Mount-Kamera-Adapter 0,5x



Warennummer (Zolltarifnummer) 90119000

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 03.10.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkameraadapter

Bauform

C-Mount Vergrößerung	0,5x
C-Mount fokussierbar	✓
Unterstützte Kameratypen	Mikroskop-Cam

Kamera

Kamera-Adapter Art	C-Mount
--------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×50×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761504578
-----------------	---------------