


KERN OZB-A5781

KERN

Mechanischer Objektisch Abmessungen B×T 188×160 mm, Weg: 76x65 mm, (Auflicht) + (Durchlicht)



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskoptisch

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×240×100 mm
Nettogewicht	1,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

Piktogramme

STANDARD

