

# KERN OZB-A6301

# KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► ECO-Universalständer



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Ständer
Produktfamilie	OZB-UE

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	280×290×300 mm
---------------------	----------------

## Stereomikroskop-Ständer

Ständer-Bauweise	Säulenform
Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø)	25 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	440×435×245 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	9,4 kg