

# KERN OZB-A6301

**KERN**

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► ECO-Stativi universali



## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stativo per stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZB-UE

## Design

Dimensioni (L×P×A)	280×290×300 mm
--------------------	----------------

## Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	forma a pilastro
Diametro montaggio stativo universale (Ø)	25 mm

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	440×435×245 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	9,4 kg