

KERN OZB-A6301

KERN

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► ECO-Universele standaards



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UE

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	280×290×300 mm
--------------------	----------------

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	pilaarvorm
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	25 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	440×435×245 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	9,4 kg

Pictogrammen

STANDARD

