

# KERN OZB-A6301

**KERN**

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ► ECO -Colunas de suporte universais



Número de mercadoria	90119000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UE

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	280×290×300 mm
-------------------	----------------

## Suporte para microscópio estéreo

Tipo de suporte	forma de pilar
Altura da coluna	300 mm
Diâmetro montagem suporte universal (Ø)	25 mm

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	440×435×245 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	9,4 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761177758
-----------------	---------------