

KERN OZB-A6302

KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► ECO-Universalständer

Versandgewicht

12,5 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|-------------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Mikroskop |
| Produktgruppe | Stereomikroskop-Ständer |
| Produktfamilie | OZB-UE |

Bauform

| | |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 620×580×200 mm |
|---------------------|----------------|

Fokussierung

| | |
|-----------------------|-----------|
| Fokussierungsmechanik | Grobtrieb |
|-----------------------|-----------|

Stereomikroskop-Ständer

| | |
|--|--|
| Ständer-Bauweise | Universal (Federgelenkarm mit Halter, Klemme) |
| Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø) | 76 mm |
| Armlänge | 620 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 590×460×250 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 7 kg |