

# KERN OZB-A6302

# KERN

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ► ECO -Colunas de suporte universais

Peso líquido aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	7 kg
Peso de envio	13,6 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761177765
Número de mercadoria	90119000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UE

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	620×580×200 mm
-------------------	----------------

## Focalizando

Mecanismo de focalização	parafuso macrométrico
--------------------------	-----------------------

## Suporte para microscópio estéreo

Tipo de suporte	universal (braço de união por mola com suporte/grampo)
Altura da coluna	525 mm
Diâmetro montagem cabeça de microscópio (Ø)	76 mm
Comprimento do braço	620 mm

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	590×460×250 mm
Método de envio	Serviço de encomendas