

# KERN OZB-A6303

# KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► ECO-Universalständer

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Marke            | Optics                  |
| Produktkategorie | Mikroskop               |
| Produktgruppe    | Stereomikroskop-Ständer |
| Produktfamilie   | OZB-UE                  |

## Bauform

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 770×85×300 mm |
|---------------------|---------------|

## Stereomikroskop-Ständer

|                  |  |
|------------------|--|
| Ständer-Bauweise | Universal<br>(Federgelenkarm mit<br>Klemme/Halter/<br>Grobtrieb) |
| Armlänge         | 850 mm   |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                        | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 580×420×370 mm |
| Versandart                        | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.                  | 7 kg           |
| Bruttogewicht ca.                 | 9 kg           |
| Versandgewicht                    | 18 kg          |